

Il 1° acido ialuronico reticolato polivalente

CE
0297

X-HA³

PER TRE INDICAZIONI:
RUGHE MEDIE, RUGHE PROFONDE, LABBRA.
PER RISULTATI IMMEDIATI, ARMONICI, DURATURI.



Formula esclusiva

ADATTATA A DIFFERENTI GRADI
DI PROFONDITÀ

- Impianto monofasico (senza particelle) riassorbibile
- Concentrazione ottimale: 23mg/ml di acido ialuronico reticolato + acido ialuronico libero
- Alto peso molecolare: 2,5 milioni di Daltons
- Reticolato con BDDE per un'efficacia e tolleranza ottimali
- Ottenuto da biofermentazione di origine non animale
- Altamente purificato per una perfetta biocompatibilità

Indicazioni ampie

PER TUTTE LE DEPRESSIONI CUTANEE
LEGATE ALL'ETÀ

- RUGHE MEDIE
- RUGHE PROFONDE
- LABBRA:
CONTORNO E VOLUME
- Solchi
- Rughe d'espressione
- Ovale del viso
- Rughe peri orali
- Zigomi
- Solco lacrimale
- Rughe della glabella
- Commissure delle labbra
- Volume delle labbra

Confezione

- 2 siringhe pre-riempite sterili da 1 ml
- 4 aghi 27G1/2
- 4 etichette per la tracciabilità

Siringhe pratiche e sicure

PER UN GESTO CONFORTEVOLE
E PRECISO


- Alette a base larga ed ergonomica – rotazione di 360°
- Graduazione rovesciata per una immediata lettura del volume iniettato
- Aghi luer-lock per evitare la possibilità che si svitino
- 1 ml per siringa, adatto a una correzione armoniosa e naturale
- Siringa in vetro corta ed ergonomica



LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

RIEMPIMENTO DERMICO DINAMICO

POLIVALENTE A BASE DI ACIDO IALURONICO RETICOLATO ADATTO A TUTTI I TESSUTI




SCULTURA DINAMICA

UN NUOVO APPROCCIO VERSO IL RIEMPIMENTO

LA POLIVALENZA È IL RISULTATO DELLA CONIUGAZIONE DI 3 PROPRIETÀ


VOLUMIZZANTE

Poco prodotto di X-HA^{3®} è sufficiente a creare un volume atto a sollevare i tessuti e correggere rughe medie e profonde. Questa proprietà volumizzante di X-HA^{3®} è data dalla sua visco-elasticità unica, ottenuta grazie a un peso molecolare importante combinato con un'alta concentrazione di acido ialuronico e ad una reticolazione adattata.



RIMODELLANTE

Una volta iniettato il gel X-HA^{3®} può essere scolpito, modellato e adattato facilmente nei tessuti per poter ricreare dei contorni armoniosi. Questa grande malleabilità permette di trattare in modo naturale anche le depressioni meno profonde.



OMOGENEIZZANTE


Grazie ad una eccezionale omogeneità, il gel X-HA^{3®} è di consistenza uguale e densità uniforme, qualità che permette un'iniezione precisa e regolare per risultati naturali.

4 qualità per una correzione perfetta

1 Visco-elasticità adattata

PER UN RIEMPIMENTO DERMICO DINAMICO. Grazie alla sua viscosità unica, X-HA^{3®} può essere iniettato in diversi strati del derma, senza creare "cumuli".


Permette quindi la correzione di rughe medie (iniezione negli strati medi) e profonde (strati profondi del derma).



2 Perfetta omogeneità

Nella fase della sua preparazione viene data particolare attenzione all'omogeneizzazione di X-HA^{3®}: sono stati aggiunti due ulteriori stadi di omogeneizzazione per ottenere uno dei gel più omogenei che esistono sul mercato.

Questa eccezionale omogeneità permette una iniezione sicura e controllata e un risultato naturale e armonioso garantito ad ogni siringa.




3 durata eccezionale

I risultati di una iniezione di X-HA^{3®} sono subito visibili e durano da 9 a 12 mesi.

4 massima purezza

Il tasso di proteine contenute in X-HA^{3®} è uno dei più bassi sul mercato e lo stesso vale per il tasso di endotossine batteriche molto inferiore ai dettami della farmacopea europea. X-HA^{3®} quindi limita i rischi di ipersensibilità, infiammazione e reazione per una biocompatibilità perfetta.



Per informazioni e ordini **02 48519352**
www.filorga.it

www.creasrl.com

LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

CREA s.r.l.
Distributore esclusivo per l'Italia